

Ferrex EVO Vet X-ray

**Schritt für Schritt zu einer digitalen Lösung!
Bucky-Tisch mit integriertem Röntgengenerator**



***Ideale Bucky-Lösung für die Kleintierpraxis,
erweiterbar und kostengünstig!***

- ✓ Bucky-Tisch mit schwimmender Platte
- ✓ Kassettenlade mit abnehmbarem Raster
- ✓ für Kassettengrößen 18 x 24 cm, 24 x 30 cm, 30 x 40 cm und 36 x 43 cm
- ✓ integrierter Generator
- ✓ integrierte Röhre
- ✓ für die Kleintierpraxis konzipiert
- ✓ Upgrade auf eine CCD- oder Flat Panel-Lösung möglich
- ✓ attraktiver Preis!
- ✓ made in Europe

Upgrade / Entwicklung:

Rüsten Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen auf!
Einige Möglichkeiten:

DR-Lösungen:

Ferrex Evo Vet X-ray X10

1 Mio. Pixel, 16 bits, **CCD-Detektor**, Bildgröße 30 x 40 cm

Ferrex Evo Vet X-ray X90

9 Mio. Pixel, 16 bits, Auflösung 2.6 lp/mm, **CCD-Detektor**, Bildgröße 30 x 40 cm

Ferrex Evo Vet X-ray XFP

7.4 Mio. Pixel, 14 bits, **Flachdetektor**, Bildgr. 30 x 40 cm
Auflösung 3.5 lp/mm

CR-Lösungen:

Ferrex Vet CR Compact oder **Premium**

Ferrex Vet CR 35 oder **CR 43**

Ferrex CR RAD 3X Vet


Spezifikationen:

Generator:

- Batteriebetrieb - 220 VAC - 15 A - 32 kW
- kV Bereich: 40 bis 125 kV
- mA Bereich: 10 bis 400 mA
- Zeit: 0.001 to 10 sec.
- anatomische Programme

Röhre:

- bifokal (22 kW et 47 kW)
- 40 bis 125 kV – 2800 Drehzahl/min



FERREX VET SOLUTIONS GmbH

Hauptstr. 75 • D-46244 Bottrop-Kirchhellen • Tel. +49 (0)2045-41372-0 • Fax +49 (0)2045-41372-10
www.vet-xray.de - www.ferrex-vet-solutions.de - www.pss-gruppe.de

