


FXD-900 Vet



FERREX VET SOLUTIONS
...ein Unternehmen von FERREX, GROSCHE & Partnern

Digitales CCD-Röntgensystem

Leistungsstark, Benutzerfreundlich, kostengünstig

Das **FXD-900 Vet** ist ein leistungsstarkes digitales Röntgensystem mit Touchscreen:

- ✓ Mit 9 mega-pixel Hochgeschwindigkeits-CCD-Kamera
- ✓ Hoher Dynamikbereich (14 bit)
- ✓ Tisch beweglich in 4 Richtungen
- ✓ Leistungsstarker Hochfrequenz-Generator

Mit Bildvorschau auf dem Touchscreen-Monitor!




SPEZIFIKATIONEN:


Dekektor	array, full field VHD CCD
Aktives Bild	43 x 43 cm
Aktive Pixels	3072 x 3072 pixels (9.4M pixels)
Ortsauflösung	4.3 lp/mm (Bild) 3.5 lp/mm (physisch)
Monitor	Touchscreen
Tisch	schwebend, 4-fach beweglich
Röhre	Dual Focal Spot 1.0/2.0mm/140KHU
Kollimator	manuell einstellbar
Hochfrequenz-Generator	Ausgangsleistung 32 KW Spannung kV 40-125 (1 kV Schritte) mAs-Bereich: 0.1 mAs bis 500 mAs




BLADE VET SOFTWARE



- **Hochauflösende Aufnahmen**
- **DICOM 3.0 Kompatibilität**
- **DICOM Modality Worklist SCU und SCP**
- "Tissue Equalization"-Funktion
- **S sharpening-Funktion**
- **Auto-Shutter Funktion**
- **Kontrolle des Generators über die Software optional möglich**



FERREX VET SOLUTIONS
...ein Unternehmen von Ferrex, Grosche & Partnern



FERREX VET SOLUTIONS GmbH

Hauptstr. 75 • D-46244 Bottrop-Kirchhellen • Tel. +49 (0)2045-41372-0 • Fax +49 (0)2045-41372-10
www.vet-xray.de - www.ferrex-vet-solutions.de - www.pss-gruppe.de

