

### MOBILE UND LEISTUNGSSTARKE RÖNTGENGENERATOREN

#### ORANGE 8016HF

Gewicht: 6.4 kg  
Antriebsleistung: 1,2 kW  
Ausgangsleistung: kV et mAs (einstellbar)  
mAs-Werte: 0.32 - 30mAs  
kV-Leistung: 40 - 80 kV  
max. mA: 10, 15, 16 mA  
Belichtungszeit: 0.02 - 2,5 Sek.  
Filter: 2,5 mm Al  
Brennfleck: 1,0 x 1,0 mm  
Kollimator: 27x27@SID 66 cm  
Abmessungen: 280 x 140 x 150 mm (L x B x H)



✓ die perfekte Wahl für die Pferdepraxis!



#### ORANGE 9020HF

Gewicht: 6.9 kg  
Antriebsleistung: 1,35 kW  
Ausgangsleistung: kV et mAs (einstellbar)  
mAs-Werte: 0.32 - 30mAs  
kV-Leistung: 40 - 90 kV  
max. mA: 12, 15, 16, 18, 20 mA  
Belichtungszeit: 0.02 - 2,5 Sek.  
Filter: 2,5 mm Al  
Brennfleck: 1,2 x 1,2 mm  
Kollimator: 35x35@SID 66 cm



✓ für die Pferde- und Kleintierpraxis  
✓ einfaches Handling, höhere Leistung  
✓ einfach Anbindung an DR-Systemen

#### ORANGE 1025HF


Gewicht: 9.9 kg  
Antriebsleistung: 1,6 kW  
Ausgangsleistung: kV et mAs (einstellbar)  
mAs-Werte: 0.32 - 50mAs  
kV-Leistung: 40 - 100 kV  
max. mA: 15, 20, 25 mA  
Belichtungszeit: 0.02 - 2,5 Sek.  
Filter: 2,5 mm Al  
Brennfleck: 1,2 x 1,2 mm  
Kollimator: 35x35@SID 66 cm / 40x40@SID 66 cm  
Abmessungen: 344 x 178 x 175 mm (L x B x H)



✓ für die Pferde- und Kleintierpraxis  
✓ höhere Leistung  
✓ bis zu 26 mA



FERREX VET SOLUTIONS  
...ein Unternehmen von Ferrex, Gosche & Partners



# ORANGE HF X-RAY

## ORANGE 1040HF

Gewicht: 12.5 kg  
Antriebsleistung: 2,4 kW  
Ausgangsleistung: kV et mAs (einstellbar)  
mAs-Werte: 0.32 - 100mAs  
kV-Leistung: 40 - 100 kV  
max. mA: 20, 26, 30, 35, 40 mA  
Belichtungszeit: 0.02 - 2,5 Sek.  
Filter: 2,5 mm Al  
Brennfleck: 1,2 x 1,2 mm  
Kollimator: 35x35@SID 66 cm / 40x40@SID 66cm  
Abmessungen: 344 x 191 x 188 mm (L x B x H)



✓ für die Pferde- und Kleintierpraxis  
✓ kompakte Größe, hohe Leistung

## ORANGE 1060HF

Gewicht: 13.5 kg  
Antriebsleistung: 3,2 kW  
Ausgangsleistung: kV et mAs (einstellbar)  
mAs-Werte: 0.32 - 100mAs  
kV-Leistung: 40 - 100 kV  
max. mA: 25, 30, 35, 40, 50, 60 mA  
Belichtungszeit: 0.02 - 2,5 Sek.  
Filter: 2,5 mm Al  
Brennfleck: 2,0 x 2,0 mm  
Kollimator: 35x35@SID 66 cm / 40x40@SID 75cm  
Abmessungen: 344 x 191 x 210 mm (L x B x H)



✓ für die Kleintierpraxis



FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE GERÄT! ROBUSTE VERARBEITUNG - OPTIMALE MOBILITÄT!

FERREX VET SOLUTIONS IST IHR EXKLUSIVER PARTNER FÜR DIE ORANGE-SERIE IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ UND IN DEN NIEDERLANDEN!


### Anwendungsgebiet

Mobile Pferdepraxis  
Pferde- / Kleintierpraxis  
Kleintierpraxis

### Empfohlener Generator

8016HF, 9020HF  
9020HF, 1025HF, 1040 HF  
9020HF, 1025HF, 1040 HF, 1060 HF

Röntgentische, mobile Röntgenstative und Zubehör für die Pferdepraxis auf Anfrage erhältlich!



FERREX VET SOLUTIONS  
...ein Unternehmen von Ferrex, Grosche & Partnern



## FERREX VET SOLUTIONS GmbH

Hauptstr. 75 • D-46244 Bottrop-Kirchhellen • Tel. +49 (0)2045-41372-0 • Fax +49 (0)2045-41372-10  
www.vet-xray.de - [www.ferrex-vet-solutions.de](http://www.ferrex-vet-solutions.de) - [www.pss-gruppe.de](http://www.pss-gruppe.de)

