

RÖNTGENFILME, CHEMIE UND KASSETTEN VERSCHIEDENER HERSTELLER ZU ATTRAKTIVEN PREISEN!

Fordern Sie unsere aktuellen Preise an!

- ✓ Filme von Agfa, Fuji, Konica Minolta und Ferrex Vet X-Ray Filme
- ✓ Fixierer und Entwickler Ferrex Vet X-Ray
- ✓ Verstärkerfolien
- ✓ Röntgenkassetten



STRAHLENSCHUTZ

Frontschürzen mit Schnalle

hochwertige Verarbeitung
in den Größen 110 und 120 cm erhältlich, weitere Größen auf Anfrage
Farbe: grau/blau oder Schneeleopardenmuster, weitere Farben oder Muster auf Anfrage
mit praktischem Schnallenverschluss: kein Problem mit Tierhaaren, schnelles Anziehen
auch auf Anfrage erhältlich: Frontschürze mit integriertem Schilddrüsenschutz!

Strahlenschutzhandschuhe

- hochwertige Fingerhandschuhe in schwarz
- chirurgische Handschuhe „Classic“, mit Schlitz
- chirurgische Handschuhe „VetGlove“, mit Schlitz und Schutzpad für die Finger

Schilddrüsenschutz

- in verschiedenen Farben erhältlich
- Schilddrüsenschutz auch in Frontschürze integriert lieferbar

Beinschutz

praktischer Beinschutz für die Pferdepraxis
schützt Wade und Füße beim tiefen Röntgen
wird mit Schnallen am Bein befestigt



SIE MÖCHTEN IHRE RÖNTGENSCHÜRZE MIT IHREM LOGO VERSEHEN LASSEN?
SPRECHEN SIE UNS AN!

Orange 8016HF

80kV / 16mA, Brennfleck: 1.0 x 1.0 mm
kV Bereich: 40 - 80kV, mAs Bereich: 0.32 - 30 mAs
Gewicht: 6.4 kg, Antriebsleistung: 1.2 kW



Orange 9020HF

90kV / 20mA, Brennfleck: 1.2 x 1.2 mm
kV Bereich: 40 - 90kV, mAs Bereich: 0.32 - 30 mAs
Gewicht: 6.9 kg, Antriebsleistung: 1.35 kW



Orange 1025HF

100kV / 25mA, Brennfleck: 1.2 x 1.2 mm
kV Bereich: 40 - 100kV, mAs Bereich: 0.32 - 50 mAs
Gewicht: 9.9 kg, Antriebsleistung: 1.6 kW



Orange 1040HF

100kV / 40mA, Brennfleck: 1.2 x 1.2 mm
kV Bereich: 40 - 100kV, mAs Bereich: 0.32 - 100 mAs
Gewicht: 12.5 kg, Antriebsleistung: 2.4 kW



Orange 1060HF

100kV / 60mA, Brennfleck: 2.0 x 2.0 mm
kV Bereich: 40 - 100kV, mAs Bereich: 0.32 - 100 mAs
Gewicht: 13.5 kg, Antriebsleistung: 3.2 kW



FERREX VET SOLUTIONS
IST IHR EXKLUSIVER
PARTNER FÜR DIE
ORANGE
HF-GENERATOREN
IN DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
SCHWEIZ UND
IN DEN
NIEDERLANDEN!


FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE GERÄT! ROBUSTE VERARBEITUNG - OPTIMALE MOBILITÄT!

LIEFERUNG IM PRAKTISCHEN TRANSPORKOFFER!

Anwendungsgebiet	Empfohlener Generator
Mobile Pferdepraxis	8016HF, 9020HF
Pferde- / Kleintierpraxis	9020HF, 1025HF, 1040 HF
Kleintierpraxis	9020HF, 1025HF, 1040 HF, 1060 HF

WIR LIEFERN AUCH RÖNTGENTISCHE FÜR MOBILE GENERATOREN UND MOBILE RÖNTGENSTATIVE FÜR DIE PFERDEPRAXIS!

Produktportfolio 2010



Röntgenartikel



FERREX VET SOLUTIONS
...ein Unternehmen von Ferrex, Grosche & Partners



Hufblock mit Aluminium-Platte

AP, LM, 45° - Block austauschbar
verfügbare Blöcke: 45, 55, 60 o. 65°
Höhe: 90, 120 oder 160 mm

Hufblock

Aus PE-Material
45°, 50°, 55°, 60° oder 65°
60° und 65° auch mit "Fusstritt"

Hufblock mit Alu-Platte, "Groedel-Technik"

AP, LM, 45°
Höhe: 120 mm hoch
Distanz zw. Kassette und Huf: 140 mm

Kassettenhalter für Hufblock

Wird in die Führungsschiene des Hufblocks eingesetzt
Verschiedene Größen verfügbar

Kassettenhalter mit Rasterfach

Wird in die Führungsschiene des Hufblocks eingesetzt
Verschiedene Größen verfügbar

Abstand-Kassettenhalter

Standard oder mit Fuß
Höhenverstellbar/montierbar
Einstellbarer 3D-Winkel
Verschiedene Größen verfügbar

"Skyline" Box

Rutschfest, 5° Winkel
Kassette kann auch mit Huf auf der Box ausgetauscht werden
Verschiedene Größen verfügbar


Kombi-Box

Kombination Skyline/LM oder Skyline/LM/AP
Mit Führungsschiene für die Kassette
Verschiedene Größen verfügbar

„Bucky-Stativ“ / Fahrbarer Stativ

Hochwertige und perfekt durchdachte Stative für den mobilen Einsatz

DIE KASSETTENHALTER SIND EBENFALLS MIT INTEGRIERTEN STRAHLENSCHUTZ (RÜCKSEITIG) VERFÜGBAR



Zubehör Pferdepraxis



QuickShot





Tomahawk



Equine Head Holder

DIAGNOSTIC
Imaging Systems, Inc

Zubehör Kleintierpraxis



„Tomahawk“ Kassettenhalter

mobiler Röntgenkassettenhalter aus Aluminium
geringes Gewicht von nur 1.25kg
einfache Handhabung.
Schnellspannvorrichtung zur Anpassung an
verschiedene Kassettenformate.

„QuickShot“ Kassettenhalter

ultra-leicht
zur Positionierung der Kassette ohne fremde Hilfe
Distanz zur Kassette einstellbar
Winkel einstellbar
für Kassetten in Größe 8 x 10" und 10 x 12"

Equine Head Holder

stützt den Pferdekopf
erleichtert wesentlich die Arbeit beim Zahnröntgen
oder bei der Zahnbehandlung
höhenverstellbar

Universal-Lagerungshilfe

zur Lagerung und Fixierung des Patienten
verstellbar, für Kleintiere bis ca. 50kg
integrierte Kassettenhalterung 14 x 17"

Ferrex Vet Positioner

ultra-leicht
mit optionalem Bezug aus Vinyl
verschiedene Modelle verfügbar:
Krippen, Kopfstützen, Keile usw., auch im Set

HD-Krippen

Hundekrippen - Set (1 x S, 1 x L)
Gr. S: bis 15 cm, Gr. L: bis 30 cm Brustkorbdicke
mit Gummipads für rutschfeste und kratzfreie
Positionierung

Röntgentische

Röntgentische für mobile Generatoren
mit integriertem Stativ auf Schiene
für die meisten mobilen Generatoren geeignet
praktisch und kostengünstig!

Ferrex EVO Vet Table

SCHRITT FÜR SCHRITT ZU EINER DIGITALEN LÖSUNG! BUCKY-TISCH-LÖSUNG MIT INTEGRIERTEM RÖNTGENGENERATOR

- ✓ Bucky-Tisch mit schwimmender Platte
- ✓ Kassettenlade mit abnehmbarem Raster
- ✓ für Kassettengrößen 18 x 24 cm, 24 x 30 cm, 30 x 40 cm und 36 x 43 cm
- ✓ integrierter Generator, integrierte Röhre
- ✓ **Upgrade auf eine CCD- oder Flachdetektorenlösung möglich**
- ✓ attraktiver Preis!
- ✓ MADE IN EUROPE!

Generator:

- Batteriebetrieb - 220 VAC - 15 A - 32 kW
- kV Bereich: 40 bis 125 kV
- mA Bereich: 10 bis 400 mA
- Zeit: 0.001 to 10 sec.
- anatomische Programme

Röhre:

- bifokal (22 kW et 47 kW)
- 40 bis 125 kV – 2800 Drehzahl/min



Kontakt / Service:

Sie sind Existenzgründer, Praxis- oder Klinikinhaber und interessieren Sie sich für eine Röntgenlösung?

Wir beraten Sie gerne und führen Ihnen unsere Produkte persönlich vor.

Sie besitzen bereits ein digitales oder analoges System und suchen eine neue Software, eine Update-Möglichkeit oder möchten erweitern? Sprechen Sie uns einfach an.

FERREX VET SOLUTIONS GmbH

Lindhorststr. 193 - D 46242 Bottrop - Tel. +49 (0)2041-47503-23, Fax +49 (0)2041-47503-21
www.vet-xray.de - www.ferrex-vet-solutions.de - www.pss-gruppe.de

