

SONOSCAPE ULTRASOUND

SONOSCAPE A6V

TRAGBARES ULTRASCHALLSYSTEM – EXKLUSIV BEI FERREX VET SOLUTIONS!

MODERNES DIGITALES SCHWARZ-WEIß-SYSTEM MIT KIPPBAREM 12" LCD-MONITOR



- ✓ mobil und stationär einsetzbar
- ✓ robust und leicht (nur 6kg!)
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ Zahlreiche Schallköpfe verfügbar bis 12 MHz
- ✓ individuelle Presets konfigurierbar
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
- ✓ Multi-Fokus Technologie
- ✓ hochwertiger Gerätewagen optional erhältlich
- ✓ Transport-Case optional erhältlich

SPEZIFIKATIONEN:

- Gewicht: nur 6kg
- Display: 30° Grad kippbarer 12" LCD Monitor
- Sondenanschlüsse: 2 Anschlüsse
- Software: umfangreiche Mess- und Kalkulationssoftware (Veterinär)
- Technik: Volldigitaler Beamformer
- Modi: B, B+B, B+M und 4B
- Bildoptimierung: Tissue Harmonic Imaging (THI)
- Tiefenausgleich: 8-Stufen TGC-Regler
- Frequenzstufen: 5 Frequenzstufen von 2 bis 12 MHz
- Chroma: 16 Typen
- Graustufen: 256 Graustufen
- Anschlüsse: 2 x USB, S-Video, VGA, serieller Port
- Schallköpfe: Multifrequenz-Schallköpfe

SCHALLKÖPFE:

Konvexsonden:

- C351 (2-6MHZ)
- C543 (3-8MHZ)


Linearsonden:

- L745 (5-11MHZ)
- L561V (3-7MHZ)
- L3 (2-6MHZ)
- L761V (5-11MHZ)

Mikrokonvexsonden:

- C312 (2-5MHZ)
- C612 (4-9MHZ)
- C721 (5-11MHZ)
- C741 (5-11MHZ)

Nadelführungshilfen optional erhältlich.



FERREX VET SOLUTIONS
...ein Unternehmen von Ferrex, Gosche & Partners



FERREX VET SOLUTIONS GmbH

Hauptstr. 75 • D-46244 Bottrop-Kirchhellen • Tel. +49 (0)2045-41372-0 • Fax +49 (0)2045-41372-10
www.vet-xray.de - www.ferrex-vet-solutions.de - www.pss-gruppe.de

