

## FERREX VET CR PREMIUM

### DESKTOP-SPEICHERFOLIENSYSTEM - DER ALLESKÖNNER!


#### DIGITALES RÖNTGEN IN PERFEKTION - FERREX VET CR PREMIUM

- ✓ kompaktes Design
- ✓ Desktop-System
- ✓ 60 Aufnahmen / Stunde im Format 35 x 43 cm
- ✓ großartige Bildqualität
- ✓ volle DICOM-Kompatibilität
- ✓ einfache Kassettenhandhabung

Die hohe Systemauflösung des **Ferrex Vet CR Premium** garantiert perfekte Detailtreue, besonders bei der Kleintierdiagnostik. Die **Vet-Software** beinhaltet Messtools, individuell anpassbare Filter, ein DICOM-Vernetzungsmodul sowie ein Modul zur Erstellung von CDs/DVDs mit Viewer.


#### 9 gute Gründe auf ein digitales System umzurüsten:

- Sie sparen Zeit
- Sie können Ihre Aufnahmen direkt vor Ort einsehen
- Sie arbeiten umweltfreundlich
- Sie arbeiten mit niedrigerer Strahlendosis
- Sie können Ihre Aufnahmen in digitaler Form in die Kundenkartei integrieren
- Sie können Ihre Aufnahmen per E-Mail versenden oder auf CD-Rom speichern
- Sie bieten Ihren Kunden einen besseren Service an
- Sie können Ihre Aufnahmen nachbearbeiten
- Sie werden langfristig sparen



#### TECHNISCHEN DATEN:

- Gewicht: 68 kg
- Abmessungen: B 58,4 cm / T 69,8 cm / H 38,7 cm
- Folienformate: 8" x 10" (20 x 25 cm)  
10" x 12" (25 x 30 cm)  
14" x 17" (35 x 45 cm)
- Auflösung: standard = 6 pixel / mm  
hoch = 9 pixel / mm
- Graustufenauflösung: Datenakquisition 16 bit / pixel  
DICOM-Ausgabe 12 bit / pixel
- Multi-Workstation: bis zu 4 Arbeitsplätzen für ein System



#### FERREX VET SOLUTIONS GmbH

Hauptstr. 75 • D-46244 Bottrop-Kirchhellen • Tel. +49 (0)2045-41372-0 • Fax +49 (0)2045-41372-10  
[www.vet-xray.de](http://www.vet-xray.de) - [www.ferrex-vet-solutions.de](http://www.ferrex-vet-solutions.de) - [www.pss-gruppe.de](http://www.pss-gruppe.de)

