

LifeRay PRO 1000

LifeRay PRO 2500

LifeRay PRO 4000



Features

Länge	[cm]	(*) inkl.	84,5	92	112
		(*) exkl.	74	74	96
Breite	[cm]		62	62	78
Standfläche	[Sq. m]	(*) inkl.	0,57	0.57	0.87
		(*) exkl.	0,46	0.46	0.75
Höhe	[cm]		52,8	53	114
mögliche Filmformate	[cm]	Min	10x10	10 x 10	10 x 10
		Max	35	36	43
Entwicklungszyklus	[sec.]	STD Set-Up	90-160	60 - 120	45 - 90 - 120 - 180
Durchsatz	[F/h]	18x24, single	140	240 (@ 60 sec.)	450 (@ 45 sec.)
		18x24, double	210	380 (@ 60 sec.)	800 (@ 45 sec.)
		24x30	106	190 (@ 60 sec.)	400 (@ 45 sec.)
		35x43	62	120 (@ 60 sec.)	300 (@ 45 sec.)

(*) Eingabetisch

LifeImaging Professional Service - March 2003, PSS

PRICING

Processor	3890,00 €	4490,00 €	13290,00 €
Kalt-Wasser-Kit	335,00 €	335,00 €	445,00 €
Tisch	250,00 €	250,00 €	nicht nötig
Tanks und Trolley für Alt-Chemie	390,00 €	390,00 €	nicht nötig
Anti-Algen-Kit	725,00 €	725,00 €	inklusive
Wand-Installtions-Kit	erst Ende 2003	erst Ende 2003	990,00 €
LifeRay MIXER	2500,00 €		* ein LifeRay Mixer ist bereits inklusive !! (inline)